

Monitorace aktivity asparaginázy při léčbě dle protokolu AIEOP - BFM ALL 2017

Odběr vždy **týden po reexpozici** asparagináze – tedy v HR blocích, PIIA a PIIIA

1. Odběr krve do K3EDTA (běžná zkumavka na krevní obraz), stočit na centrifuze (cca 2500 ot, 10 minut), stáhnout plazmu do bezpříměsové sekundární zkumavky s pevným uzávěrem, tuto zkumavku označit a uložit v chladničce.

2. Zkumavku s plazmou odeslat kurýrní službou do laboratoře OKB - PDM FN Brno kurýrní službou (nikoli poštou!) nejdéle do 72 hod od odběru (tří dnů) tak, aby teplota během transportu nepřekročila 25 st.C (tzn. v teplém ročním období nutno zajistit chlazení materiálu). Zkumavku s plazmou nutno přepravovat ve vhodném důkladně uzavřeném kontejneru, aby se zamezilo případnému rozbití zkumavky a úniku biologického materiálu mimo kontejner nebo kontaminaci. Zkumavka s materiálem musí být **jednoznačně identifikována jménem a rodným číslem pacienta** a doprovázena žádankou obsahující obvyklé náležitosti.

3. adresa k doručení:

FN Brno, Dětská nemocnice
Oddělení klinické biochemie
k rukám Dr. Mikuškové
Černopolní 9
662 63, Brno

(příjem zkumavek je možný i o víkendu, ale vzhledem k ověřené stabilitě < 72 hod není nutno odesílání přes víkend

Ideálně odběr pondělí až čtvrtek a odeslat ten samý nebo následující den

Kurýrní služba – výběr dle zvyklostí dané nemocnice, kurýra hradí odesílající nemocnice

4. Výsledek do 2 pracovních dnů, zasílán poštou, ev. lze i mailem

Kontakty – dr. Mikušková: tel.: 543 234 508, 543 234 592 – trvalá služba
Mail: mikuskova.alena@fnbrno.cz

V případě prokázané nízké aktivity asparaginázy – tedy pod 100 IU/ml zahájit podávání Erwinase - bude li dostupná

Žádanka: Monitorace aktivity asparaginázy při léčbě dle protokolu AIEOP-BFM ALL 2017

Pacient: jméno:

r.č. pacienta:

Odesílající pracoviště:

Lékař:

kontakty: tel.:

mail:

adresa:

PIIA

HR1 HR2 HR3

1.PIIIA

2.PIIIA

3.PIIIA

podání Oncasparu:

Datum:

čas:

odběr materiálu:

Datum:

čas: